

1 BUHOMixL60

2 BUHOMixL40

3 BUHO30L60

4 BUHO30L30


5 BUHO6L60

6 BUHO12L30

7 BUHO4L30

8 BUHO80

9 BUHO40



Hochwertiger Bohrerständer aus rostfreiem Edelstahl in verschiedenen Ausführungen: Der Silikoneinsatz hält alle Schaftarten wie FG, Winkelstück-Schaft und Handstück-Schaft. Der Ständer ist für die Dampfsterilisation geeignet. Auf Wunsch und gegen Aufpreis Laserbeschriftung möglich.

HIGH QUALITY BUR HOLDER MADE FROM STAINLESS STEEL IN VARIOUS SHAPES: THE SILICONE INLAY IS ABLE TO HOLD ALL TYPES OF SHANKS LIKE FG, RIGHT ANGLE AND HAND PIECE SHANK. THE HOLDER IS AUTOCLAVABLE. BUR HOLDER CAN BE LASER MARKED ON REQUEST.

Porte fraises de haute qualité en acier inoxydable en plusieurs variantes: Les plug-in en silicone supportent tout type de tige comme le FG, contre angle et pièce-a-main. Le porte fraises est adapté pour la stérilisation vapeur. Gravure laser possible sur demande (coût supplémentaire).

Fresero de alta calidad hecho de acero inoxidable disponible en distintas versiones: Por los soportes con silicona se puede colocar todos los tipos de mango como FG, contra ángulos, y piezas de mano. El fresero se puede esterilizar a vapor sin problema. A petición del cliente y por un coste adicional se puede etiquetar el fresero por láser.

Artikel-Nummer ARTICLE NUMBER référence article Número del artículo	Steckplätze NUMBER OF PLACES nombre de trous número de soportes	Höhe mit Deckel HEIGHT INCL. LID hauteur incl. couvercle altura con tapa
1 BUHOMIXL60	8*	60 mm
2 BUHOMIXL40	8*	40 mm
3 BUHO30L60	30	60 mm
4 BUHO30L30	30	30 mm
5 BUHO6L60	6	60 mm
6 BUHO12L30	12	30 mm
7 BUHO4L30	4	30 mm
8 BUHO80	80	-
9 BUHO40	40	-

*6 normal + 2 groB / BIG / grand / grande