



ZAHNREINIGUNGS- UND POLIERBÜRSTEN

Dental hygienic- and polishing brushes · Hygiène dentaire et brochettes pour polissage · Cepillos dentales higiénicos y de pulido

PROPHY AUFSÄTZE

NEU

Einwegaufsätze zur Verwendung mit Prophylaxeantrieb mit Doriot-Anschlussstück für das Prophylaxe-Handstück

Single-use disposable tip for the use with prophylaxis drive with Doriot-connecting part for the prophylaxis-handpiece

Des supports à usage unique pour l'utilisation avec le moteur prophylaxie avec l'élément de raccordement Doriot pour le contre-angle prophylaxie

Accesorios desechables para su uso con una unidad de profilaxis con conector Doriot para la pieza de mano de profilaxis

- Gute Sichtbedingungen und maximale Ausleuchtung im Arbeitsbereich durch schlanken Hals aus transparentem Kunststoff
- Verbesserte Effizienz im Hygieneprozess durch konsequentes Einwegsystem
- Politurwirksame Noppenstruktur
- Sehr gute Ergonomie durch das um 105° angewinkelte Arbeitsteil
- Einfach und sichere Handhabung der Doriot-Steckverbindung
- Good visibility conditions and maximum illumination in the working area by the slender neck made of transparent plastic
- Improved efficiency in the hygiene process by consequent single-use system
- Polishing efficient nap structure
- Very good ergonomics due to the 105° angled working part
- Easy and safe use of the Doriot plug connection
- Des conditions de visibilité bons et l'éclairage maximal dans la zone de travail par le col mince en matière plastique transparente
- L'amélioration d'efficacité dans les procédures d'hygiène grâce au système à l'usage unique systématique
- Structure de picots efficace pour polir
- Très bonne ergonomie grâce à la partie travaillante en angle de 105°
- Utilisation simple et sûre par la connexion enfichable Doriot
- Buena visibilidad y máxima iluminación en el área de trabajo gracias al mango delgado fabricado con plástico transparente
- Una mayor eficiencia en el proceso de higiene mediante un sistema desechable consistente
- Estructura con protuberancias eficaz para el pulido
- Muy buena ergonomía gracias a la parte de trabajo en ángulo de 105°
- Manejo fácil y seguro del conector Doriot

LATEX-FREI



658 600 036 300 060

658 600 036 500 060

weich · soft
doux · blanda

mittel · medium
moyen · medio



1 VPE = 100 Stück