



MEDESY[®]
ITALY



MΛESTRΛLE[™]

MEDESYS

Made in Italy, craft tradition, high quality, team work & innovation: these are the main values of MEDESYS which take form in each single instrument produced by MEDESYS.

MEDESYS is nowadays firmly present and appreciated in more than 105 international countries for the excellent quality of its dental instruments refined in all the details.

Made in Italy, tradizione artigianale, qualità elevata, lavoro in team & innovazione questi sono i valori fondamentali che caratterizzano MEDESYS e si concretizzano in ogni suo strumento.

Oggi MEDESYS è presente in più di 105 Paesi e altamente apprezzata per l'eccellente qualità dei suoi prodotti, rifiniti in ogni singolo dettaglio.



History of 600 years Una storia di 600 anni

MEDESYS is located in Maniago, the Italian knives district famous worldwide for its 600-years tradition in the manufacture of cutting tools.

MEDESYS is the admirable result of 600 years of knowledge.

600 years of experience: the utmost guarantee for our customers.

MEDESYS ha sede in Maniago, il distretto della coltelleria famoso nel mondo per i suoi 600 anni di tradizione nella produzione di oggetti da taglio.

MEDESYS è la concretizzazione di 600 anni di esperienza.

600 anni di esperienza: sono la migliore garanzia per i nostri clienti.





Innovation Innovazione

MEDES Y is anchored to the values of the past but also oriented to the future: the huge investments on sophisticated technological machineries confirm MEDES Y commitment on constant innovation.

MEDES Y ha il cuore ben saldo nella propria cultura ma è al futuro che volge il suo sguardo: gli ingenti investimenti in nuovi sofisticati macchinari ne confermano l'impegno nella ricerca di costante innovazione.

Our research La nostra ricerca

From a daily contact with our customers and the special attention we confer to our partners' needs we draw the motivations and the suggestions to keep on improving our instruments with the purpose of facilitating the techniques and the daily tasks of dental practitioners.

Il quotidiano contatto con i nostri clienti e la speciale attenzione che dedichiamo alle singole esigenze dei nostri partner ci danno le motivazioni ed i giusti input per migliorare continuamente i nostri strumenti, con lo scopo ultimo di agevolare le tecniche e le attività quotidiane dei professionisti.

Root elevators **Maestrale™**

Leve per radici **Maestrale™**





The handle is made of a new material classified as a techno polymer thanks to its numerous properties that are applied in various engineering contexts. This material stands out for its high strength and lightness, so much so that the innovative Maestrale handle boasts a diameter 20% larger than a traditional Flohr handle while the weight remains completely unchanged.

Il manico è realizzato con un nuovo materiale che date le sue qualità e proprietà trova applicazioni di ingegneria e viene classificato come tecnopolimero. Tale materiale si distingue per una elevata robustezza e leggerezza, tant'è che l'innovativo manico Maestrale vanta un diametro maggiore del 20% rispetto un tradizionale Flohr, mantenendo del tutto invariato il peso.




Variety of 5 pastel colours to easily identify the categories of models offered. The coloured part is made with a second different type of polymer having a softer density: this feature makes the handle more pleasant to the touch as well as an improved non-slip property, thus providing greater safety during the extraction phase.

Varietà di 5 colori pastello per identificare facilmente le categorie di modelli offerti. La parte colorata è realizzata con un secondo tipo di polimero avente una densità più soffice rendendola piacevole al tatto ma soprattutto antiscivolo e quindi sicura durante la fase di estrazione.



The tips are permanently inserted into the handle through a complex system studied and engineered. Laboratory tests have reported a high robustness and considerable tightness during the traction and torsion.

Le punte sono inserite permanentemente nel manico attraverso un complesso sistema studiato ed ingegnerizzato. Test di laboratorio hanno riportato una elevata robustezza e tenuta in fase di trazione e torsione.



MAESTRALE™

The new root elevators Maestrale have been designed to ensure maximum comfort and safety during the extraction phase. The quality materials, the innovative design and the new productions processes guarantee excellent performance and durability over time. A classic tool such as the root elevator, unchanged and unvaried for several decades, now finds an evolution with the new Maestrale Line, redefining and raising the category standard.

Le nuove leve per radici Maestrale sono state studiate per portare massimo comfort e sicurezza durante la fase di estrazione. I materiali di qualità, il design innovativo ed i nuovi processi produttivi garantiscono eccellenti prestazioni e durezza nel tempo. Uno strumento classico come la leva per radici, invariata ed immutata per diverse decadi, trova ora con la nuova linea Maestrale una evoluzione ridefinendo ed elevando gli standard di categoria.

Maestrale handle, scientifically studied and tested, featuring a new shape with increased diameter and realized with two different plastic materials, an innovative concept ensuring the achievement of a superior grip and the highest adherence of the handle to the user's hand, the result: a more precise and safer control of the instrument during use.

Impugnatura Maestrale scientificamente studiata e collaudata, realizzata con diametro maggiorato e con due differenti materiali plastici, questo consente di performare la presa e l'aderenza del manico con la mano dell'utilizzatore e quindi di ottenere un preciso e sicuro controllo dello strumento durante l'uso.



“

I daily use Maestrale elevators in my studio, they are very ergonomic and the working part is ideal for their function.

Uso quotidianamente le leve Maestrale nel mio studio, sono molto ergonomiche e la parte operante è ideale per la loro funzione.

Dr Rafael Piñero

”



ROOT ELEVATORS

LEVE PER RADICI

(1:1 scale / scala 1:1)



726/1S.SL

mm 2,0
Straight
Retta



726/2S.SL

mm 2,5
Straight
Retta

(1:1 scale / scala 1:1)



726/3S.SL

mm 3,0
Straight
Retta



726/4S.SL

mm 3,5
Straight
Retta



726/5S.SL

mm 4,0
Straight
Retta



726/6S.SL

mm 4,5
Straight
Retta

ROOT ELEVATORS LUSSATORE

LEVE PER RADICI LUSSATORE

(1:1 scale / scala 1:1)



730/3S.SL

Lussatore
mm 3,0
Straight
Retta



730/4S.SL

Lussatore
mm 4,0
Straight
Retta



730/5S.SL

Lussatore
mm 5,0
Straight
Retta

(1:1 scale / scala 1:1)



730/3C.SL

Lussatore
mm 3,0
Curved
Curva



730/4C.SL

Lussatore
mm 4,0
Curved
Curva



730/5C.SL

Lussatore
mm 5,0
Curved
Curva

ROOT ELEVATORS LINDO LEVIAN

LEVE PER RADICI LINDO LEVIAN

(1:1 scale / scala 1:1)



725/1.SL

Lindo Levian
mm 2,5
Straight
Retta



725/2.SL

Lindo Levian
mm 3,0
Straight
Retta



725/3.SL

Lindo Levian
mm 4,0
Straight
Retta

ROOT ELEVATORS COUPLAND

LEVE PER RADICI COUPLAND

(1:1 scale / scala 1:1)



798/1.SL

Coupland
mm 3,0
Curved
Curva



798/2.SL

Coupland
mm 3,6
Curved
Curva



798/3.SL

Coupland
mm 4,2
Curved
Curva

ROOT ELEVATORS HEIDBRINK

LEVE PER RADICI HEIDBRINK

(1:1 scale / scala 1:1)



700/9.SL

Heidbrink
mm 2,5
Left
Sinistra



700/8.SL

Heidbrink
mm 2,5
Straight
Retta



700/10.SL

Heidbrink
mm 2,5
Right
Destra

ROOT ELEVATORS HOURIGAN

LEVE PER RADICI HOURIGAN

(1:1 scale / scala 1:1)



720/2.SL

Hourigan
mm 3,0
Left
Sinistra



720/3.SL

Hourigan
mm 3,0
Right
Destra

ROOT ELEVATORS SELDIN

LEVE PER RADICI SELDIN

(1:1 scale / scala 1:1)

mm 11,00

mm 11,00



720/23.SL

Seldin
Left
Sinistra



720/24.SL

Seldin
Right
Destra

ROOT ELEVATORS CRYER

LEVE PER RADICI CRYER

(1:1 scale / scala 1:1)

mm 9,00

mm 9,00

mm 14,00

mm 14,00



720/27S.SL

Cryer
Left
Sinistra



720/28S.SL

Cryer
Right
Destra



720/27.SL

Cryer
Left
Sinistra



720/28.SL

Cryer
Right
Destra

Printed in February 2023
on FSC® certified paper
Stampato in febbraio 2023
su carta certificata FSC®
Edition / Edizione **MA-M23**

M A E S T R A L E™

MEDESY srl

Viale dell'Industria, 1
33085 Maniago (PN) ITALY
Tel. (+39) 0427.72786

www.medesy.it
info@medesy.it