



ZAHNREINIGUNGS- UND POLIERBÜRSTEN

Dental hygienic- and polishing brushes · Hygiène dentaire et brochettes pour polissage · Cepillos dentales higiénicos y de pulido

PROPHY COLOR BRUSH



010 204 010 700 060

hart · hard · dur · duro



010 204 010 500 060

mittel · medium
moyen · medio



010 204 010 300 060

weich · fine · fin · fino



010 204 010 200 060

weich · fine · fin · fino



010 300 010 700 060

SCREW - IN



010 300 010 500 060

SCREW - IN



010 300 010 300 060

SCREW - IN



PROPHY COLOR BRUSH MINI



010 204 237 700 025

hart · hard · dur · duro



010 204 237 500 025

mittel · medium
moyen · medio



010 204 237 300 025

weich · fine · fin · fino



010 300 237 700 025

SCREW - IN



010 300 237 500 025

SCREW - IN



010 300 237 300 025

SCREW - IN



Nicht zur Wiederverwendung!



ZAHNREINIGUNGS- UND POLIERBÜRSTEN

Dental hygienic- and polishing brushes · Hygiène dentaire et brosselettes pour polissage · Cepillos dentales higiénicos y de pulido

	010 204 010 001 060	010 204 010 002 060	010 204 131 001 050	658 900 131 001 035	658 900 010 001 035	010 300 010 001 060	010 300 131 001 050
	mittel · medium moyen · medio	weich · soft doux · blanda	mittel · medium moyen · medio	SNAP - ON	SNAP - ON	SCREW - IN	SCREW - IN

WHITE/BLUE PROPHY CUPS - PASTENPOLIERER

Paste polishers · Polissoir pâte · Pulidores de pasta



SOFT

	658 900 030 492 050	658 300 030 492 050	658 204 030 492 050
	SNAP - ON	SCREW - IN	

SUPER SOFT

	658 900 030 490 050	658 300 030 490 050	658 204 030 490 050
	SNAP - ON	SCREW - IN	

ADAPTERSTÜCKE

Adapters · Adaptateur · Adaptadores

330 204 607 000 050	312 204 602 001 023
SNAP - ON	SCREW - IN



PROPHY CUPS

Genoppte strukturierte Oberfläche, weißer Kunststoffschaft

Napped structured surface, white plastic shank · Surface texturée en relief, plasticité blanche
Superficie estructurada acanalada, eje de plástico



- Strukturierte Oberfläche sorgt für optimale Poliereigenschaften
- Konstruktiv optimierter Schutz der Spannzange
- Sehr sichere Verbindung zum Schaft durch Formschluss
- Durch Lamellenstruktur wird die Polierpaste konstant nach außen abgeführt
- Gründliche Reinigungswirkung bei geringem Anpressdruck
- Aufbereitung durch chemische sowie thermische Desinfektion, nicht sterilisierbar
- Nap structure provides optimum polishing characteristics
- Constructive optimized protection of the collet chuck
- Very secure connection of the shank by form closure
- The polishing paste is transported to the outside constantly by the lamellas structure
- Good cleaning results with low contact pressure
- Preparation by chemical or thermal disinfection, not sterilisable

- Surface structurée assurant des propriétés de polissage optimales
- Protection structurellement optimisée de la pince de serrage
- Connexion très sécurisée à la tige grâce à l'engagement positif
- Grâce à la structure lamellaire, la pâte à polir est constamment déchargée à l'extérieur
- Effet de nettoyage en profondeur avec faible pression de contact
- Traitement par produit chimique ainsi que la désinfection thermique, non stérilisable
- La superficie estructurada garantiza unas propiedades de pulido óptimas
- Protección optimizada del diseño del portabrocas de pinza
- Conexión muy segura al eje gracias al bloqueo positivo
- La pasta de pulir se descarga constantemente hacia el exterior debido a la estructura laminar
- Limpieza a baja presión de contacto
- Preparación por desinfección química y térmica, no esterilizable



PROPHY FLAME

Lamellenstrukturierte Oberfläche
Lamellar structured surface
Surface en structure lamellaire
Superficie estructurada laminar

658 300 036 500 060	658 204 036 500 060	658 300 036 300 060	658 204 036 300 060	658 204 243 500 040	658 204 243 300 040
SCREW-IN	mittel · medium moyen · medio	SCREW-IN	weich · soft doux · blanda	mittel · medium moyen · medio	weich · soft doux · blanda



PROPHY AUFSÄTZE

Einwegaufsätze zur Verwendung mit Prophylaxeantrieb mit Doriot-Anschlusssteil für das Prophylaxe-Handstück

Single-use disposable tip for the use with prophylaxis drive with Doriot-connecting part for the prophylaxis-handpiece

Des supports à usage unique pour l'utilisation avec le moteur prophylaxie avec l'élément de raccordement Doriot pour le contre-angle prophylaxie

Accesorios desechables para su uso con una unidad de profilaxis con conector Doriot para la pieza de mano de profilaxis



- Gute Sichtbedingungen und maximale Ausleuchtung im Arbeitsbereich durch schlanken Hals aus transparentem Kunststoff
- Politurwirksame Noppenstruktur
- Sehr gute Ergonomie durch das um 105° angewinkelte Arbeitsteil
- Good visibility conditions and maximum illumination in the working area by the slender neck made of transparent plastic
- Polishing efficient nap structure
- Very good ergonomics due to the 105° angled working part
- Des conditions de visibilité bons et l'éclairage maximal dans la

- zone de travail par le col mince en matière plastique transparente
- Structure de picots efficace pour polir
- Très bonne ergonomie grâce à la partie travaillante en angle de 105°
- Buena visibilidad y máxima iluminación en el área de trabajo gracias al mango delgado fabricado con plástico transparente
- Estructura con protuberancias eficaz para el pulido
- Muy buena ergonomía gracias a la parte de trabajo en ángulo de 105°



LATEX-FREI



1 VPE = 100 Stück



658 600 036 500 060

658 600 036 300 060

mittel · medium
moyen · medio

weich · soft
doux · blanda



Nicht zur Wiederverwendung!



PASTELESS PROPHY

Polishing brushes · Brossettes pour polissage · Pasteless prophy

Mit integriertem Prophylaxe-Poliermittel. Eine maximale Reinigungs- und Polierkraft erreicht acurata Pasteless Prophylaxe mit minimaler Abrasion der Zahnschmelzsubstanz

- Hohe Reinigungskraft für optimale Entfernung von Verfärbungen
- Verringerte Plaquebildung, **Mehrfachnutzung möglich**

With integrated prophylaxis polishing paste. acurata Pasteless Prophylaxe reaches a maximum cleaning and polishing power with minimum abrasion of the tooth substance

- High cleaning power for an optimum removal of stains
- Reduced plaque formation, **multiple use is possible**

Avec la pâte de polissage prophylaxie intégrée. acurata Pasteless Prophylaxe atteint la force de nettoyage et polissage maximale avec l'abrasion de la substance dentaire minimale

- Puissance de nettoyage élevée pour l'élimination optimale des colorations
- Diminue la formation de la plaque dentaire, **utilisation multiple est possible**

Con pasta de pulido profiláctica integrada. Con Pasteless Prophylaxe de Acurata obtendrá el resultado máximo de limpieza y pulido con una abrasión mínima de la sustancia dental.

- Limpieza de alta potencia para una óptima eliminación de manchas
- Formación reducida de placa, **posibilidad de uso múltiple**



658 204 243 512 030

658 204 243 512 050



658 204 030 512 060

658 204 034 512 060